

# Hyper Foam GEL

## Dekubitustherapie-Matratze

Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur  
Schmerztherapie

Bis Stadium 4  
(nach Prof. Seiler/ EPUAP)

Sehr hohes Risiko  
(Norton-, Braden-, Waterlow-Scale)

Günstiger  
Preis

Größe	
Höhe	14 cm
Länge	200 cm
Breite	90 cm

Hyperelastischer 3-schichtiger  
Schaumkern (mit Quer- und  
Längsschnitten): Oberplatte aus  
GELTOUCH® -Foam

Einzige GELTOUCH®-  
Technologie mit Cooling-Effekt

Lüftungskanäle für optimales  
Mikroklima

Supersoft-Zone zur  
Kopf- und Fersenentlastung

PU-Bezug:  
• Abnehmbar  
• Waschbar bis 95°C  
• Wischdesinfizierbar  
• Desinfektionsmittel-  
beständig\*2

Wasserdampfdurchlässiger  
Inkontinenzbezug



\*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!  
\*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.