


Aufgrund der langjährigen Markterfahrung bietet Telecontact nun eine Sensormatte zur Sturzprävention an, welche allen im letzten Jahrzehnt genannten Wünsche der Pflege gerecht wird:

kabellos – flexibel – leicht – pflegeleicht – langlebig – preiswert!

Die **Telemat Sensormatte** zur Sturzprävention ist selbstverständlich drahtlos, mit dem langjährig bekannten Easywave Funksender ausgestattet und kann wie gewohnt mit dem Easywave Rufempfänger RCL07*) an jeder Pflege-Rufanlage betrieben werden.

Technische Daten

Abmessungen:	600 x 900 mm
Mattenkörper:	antibakterielles Polyurethan, Wisch-Desinfektion, langlebig schweißverdichtet
Sender:	RTS03 Sender mit Easywave Telegramm*)
Frequenz:	868,30 MHz*)
Sendedauer:	max. 36 Sekunden
Drahtlose Reichweite:	durchschnittlich 150 m, je nach Gebäudestruktur
Spannungsversorgung:	1x3 V Batterie - CR-2032 Knopfzelle
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Gewicht:	1380 g – inklusive Sender
Farbe:	carebeige
IP Class:	Verwendung in Innenräumen



*) Auf Wunsch besteht auch die Möglichkeit, andere Sender und Rufempfänger einzusetzen.