

TG-BAM – Alertamat Aufsteherkennung

Alertamat Aufsteherkennung sind selbstverständlich drahtlos, mit dem langjährig bekannten Easywave Funksender ausgestattet und werden mit dem Easywave Rufempfänger RCP25 geliefert.

TG-BAM wird entweder oberhalb des Gesäßes platziert und meldet das Verlassen der Matte oder sie wird im Schulterbereich platziert, sodass bereits das Aufsetzen einen Alarm auslöst – ganz nach Bedarf.

Alertamat besteht aus antibakteriellem Kunststoff, welcher bestens zur Wischdesinfektion geeignet ist.

CE-geprüft + zertifiziert nach EN60601-1-2(EU Medizinproduktegesetz)



Lieferumfang

Alerta Matte mit eingebautem Easywave Sender und Betriebsanleitung.

Mögliche Rufempfänger

- RCL07 Rufanlagen Empfänger für alle Marken + Typen
- RRP01 Easywave Pager mit Individual-Programmierung
- RCP25 Steckdosen-Rufmelder mit Quittierfunktion

RT26-ACC01 Batteriewechsel Set

Irrtum & Druckfehler vorbehalten